



Game over blobs.

BigDye® X Terminator™ Kit

Καθαρότερο Sequencing σε 4 απλά βήματα



Η ANTISSEL και η Applied Biosystems σας παρουσιάζουν την πλέον εξελιγμένη μέθοδο για τον καθαρισμό των αντιδράσεων sequencing. Εξαλείψτε τα υπολείμματα χρωστικών και αλάτων και απολαύστε αποτελέσματα sequencing υψηλής ποιότητας.



Το BigDye Xterminator Kit είναι ειδικά σχεδιασμένο για την απομάκρυνση των καταλοίπων BigDye Terminators απλά και μόνο με 1 πιπιετάρισμα, χωρίς την πρόσθετη χρήση αιθανόλης ή spin-columns.

Καθαρότερο sequencing σε 4 απλά βήματα



Βήμα 1: Προσθέστε τα BigDye® X Terminator™ reagents



Βήμα 2: Σφραγίστε την πλάκα



Βήμα 3: Ανακινείστε για 30 λεπτά



Βήμα 4: Φυγοκεντρήστε



Τρέξτε τα δείγματά στο γενετικό αναλυτή σας*.



Με την εγγύηση της

AB applied biosystems™
part of *life* technologies™

*Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2010, για τους γενετικούς αναλυτές της Applied Biosystems 310, 3100, 3100-Avant, 3130, 3130xl και 3500.

Αποκλειστικά από την
ANTISSEL
ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΑΗ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη
Τ: 231 0322525
F: 231 0321912
antisel@antisel.gr

Αθήνα
Τ: 210 7795980
F: 210 7716932
antisel@antisel.gr



www.antisel.gr